


N末端脑利钠肽前体(NT-proBNP) 测定试剂盒(荧光免疫层析法)

心衰快速诊断与治疗效果预测



配套仪器：干式荧光免疫分析仪



多种样本



快速定量



自动计时



室温保存

关注生命 追求卓越

临床应用



指南参考值

急性心衰		慢性心衰	
NT-proBNP < 300 pg/ml	排除急性心衰值	NT-proBNP < 125 pg/ml	排除慢性心衰值
NT-proBNP ≤ 450 pg/ml (<50岁)	正常参考范		
NT-proBNP ≤ 900 pg/ml (50-75岁)	正常参考范		
NT-proBNP ≤ 1800 pg/ml (>75岁)	正常参考范		

来自：中国心力衰竭诊断和治疗指南2018

试剂性能



应用科室

急诊、胸痛中心、心内科、呼吸科、老年科、检验科、ICU.....

产品信息

产品名称	型号	规格
N末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（荧光免疫层析法）	卡型	25人份/盒 50人份/盒

粤械注准20192401079



广州市宝创生物技术有限公司

地址：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C6栋301室、401室

电话：020-32077730 / 020-32077731 传真：020-32077729 网址：www.ebiotron.com